

Техническая спецификация

№ лота	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Краткая характеристика	Техническая спецификация	Техническая спецификация на казахском языке
1	<p>Набор реагентов для выделения ДНК/РНК из биологического материала методом магнитной сорбции на 96 реакций в комплекте с</p> <p>Набором реагентов для качественного выявления SARS-CoV-2- на 96 реакций. Минимум 3 канала детекции, 3 гена.</p> <p>Чувствительность не более 100 копий на мл. Возможность работы на станциях автоматического выделения Alsheng Auto Pure (Vitanova Auto Vag 96)</p>	набор	25	<p>Набор реагентов должен предназначаться для однократного выделения ДНК и РНК из биологического материала для последующего анализа получаемого препарата ДНК/РНК с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) и полимеразной цепной реакции с этапом обратной транскрипции (ОТ-ПЦР).</p> <p>Набор качественного выявления SARS-CoV-2 методом ОТ-ПЦР в реальном времени должен быть рассчитан на проведение 96 тестов, включая контрольные образцы</p>	<p>Материал для проведения процедуры экстракции ДНК/РНК - биологический материал (клинические образцы), в том числе: мазки, соскобы, мокрота, Набор реагентов должен быть рассчитан на 96 образцов.</p> <p>Набор должен поддерживать скорость процесса не более 30 минут, не теряя качества и соответствия заявленным техническим характеристикам.</p> <p>Условия транспортировки и хранения набора: при температуре от +2 до +8 °С. Обязательно наличие Регистрации в РК либо Разрешения на ввоз.</p> <p>Набор должен поддерживаться станцией автоматического выделения ДНК/РНК ALSHENG AutoPure 96.</p> <p>Для обеспечения бесперебойной работы лаборатории поставщик</p>	<p>ДНК / РНК экстракциясы процедурасына арналған материал - биологиялық материал (клиникалық үлгілер), соның ішінде: жатындылар, қырындылар, қақырық,</p> <p>Реагенттер жинағы 96 сынамға арналған болуы керек.</p> <p>Жинақ өңдеу сапасын және мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкестігін жоғалтпай 30 минуттан аспайтын өңдеу жылдамдығын қолдауы керек.</p> <p>Жинақты тасымалдау мен сақтау шарттары: +2 -ден +8 °С дейінгі температурада.</p> <p>Қазақстан Республикасында тіркеу немесе импортқа рұқсат қажет.</p> <p>Жинаққа ALSHENG AutoPure 96 автоматты ДНК / РНК экстракциялық станциясы қолдау көрсетуі керек.</p> <p>Зертхананың үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету үшін жеткізуші тапсырыс берушіге ALSHENG AutoPure 96 экстракциялық</p>

				<p>обязан иметь закрепленного за заказчиком специалиста, авторизованного письмом завода-производителя станций выделения</p> <p>ALSHENG AutoPure 96, со скоростью реакции не более 2 часов 24/7.</p> <p>Аналитические и диагностические характеристики набора: Минимальный порог чувствительности выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 в образцах с вирусной нагрузкой 100 копий/мл в исходном материале, что эквивалентно 5 геномным эквивалентам вируса в реакции ПЦР. Необходимо предоставить протокол испытаний, подтверждающий чувствительность и специфичность набора.</p> <p>Набор должен поддерживать скорость процесса не более 75 минут, не теряя качества и соответствия заявленным техническим характеристикам. Набор должен поддерживать три канала детекции и выявлять не менее 4 генов коронавируса из рекомендованных протоколами ВОЗ: N, E, S, ORF1ab, RdRp.</p>	<p>станцияларнын өндүрүшүнүн хатымен руксат етілген, жауап беру жылдамдыгы тәулік бойы 2 сағаттан аспайтын маман болуы керек. Жинақтың аналитикалық және диагностикалық сипаттамалары:</p> <p>Бастапқы материалда вирустық жүктөмесі 100 дана / мл болатын үлгілерде SARS-CoV-2 коронавирусастық РНК анықтау үшін сезімталдықтың ең төменгі шегі, бұл ПТР реакциясындағы вирустың 5 геномдық эквивалентіне тең. Жинақтың сезімталдығы мен ерекшелігін растайтын сынақ есебін ұсыну қажет. Жинақ өңдеудің жылдамдығын 75 минуттан аспауы керек, сапасын жоғалтпай және мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкес келуі керек.</p> <p>Жинақ үш анықтау каналына колдау көрсетуі керек және ДЦХ хаттамалары ұсынтан кем дегенде 4 коронавирус геноін анықтауы керек: N, E, S, ORF1ab, RdRp.</p> <p>Жинақ келесі күшейткіштермен үйлесімді болуы керек: CFX96, iQ5, DTprime, DTlight, Rotor-Gene Q, Rotor-Gene 3000, Rotor-Gene 6000.</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>Набор должен быть совместим со следующими амплификаторами: CFХ96, iQ5, ДТ прайм, ДТ лайт, Rotor-Gene Q, Rotor-Gene 3000, Rotor-Gene 6000.</p> <p>Условия транспортировки, хранения и применения набора: -16°С – 12 месяцев* со дня выпуска; допускается транспортировка при температуре +2 +25 °С не более 5 суток. Срок годности до 01.08.2022г.</p>	<p>Жинақты тасымалдау, сақтау және пайдалану шарттары:</p> <p>- 16 ° С - 12 ай * шығарылған күннен бастап; тасымалдауға +2 +25 ° С температурада 5 күннен артық емес ұқсат етіледі. Жарамдылық мерзімі 01.08.2022 ж.</p>
Противачумный комплект (многоразовая)	комплект	600	<p>Противачумный комплект (многоразовая) ООИ 1</p> <p>Назначение: комплект предназначен для защиты органов дыхания, кожных покровов и слизистых оболочек персонала лечебных учреждений, занятых диагностикой и лечением особо опасных инфекций, врачебного и санитарного состава противочумных служб, судебно-медицинской экспертизы.</p> <p>Особенности и преимущества: комплект прост в обращении; надежен в эксплуатации; обеспечивает высокую защиту органов дыхания и кожных покровов; комплект хорошо дезинфицируется и автоклавируется.</p>	<p>Технические характеристики: костюм изготовлены из тканого материала "Бязь"</p> <p>В состав изделия входят:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Пижама х/б бязь отбеленный - 1 шт. 2. Противочумный халат х/б бязь отбеленный - 1 шт 3. Косынка (120*120*150) , кашпошон х/б бязь отбеленный - 1 шт 4. Респиратор 5. Перчатки смотровые нестерильные - 2 пары 6. Очки защитные - 1 шт 7. Фартук клеенчатый - 1 шт 8. Носки - 1 пара 9. сапоги резиновые – 1 пара <p>Размер 48-56</p>	<p>Ерекшеліктер: костюм тоқылған матадан жасалған «Бязь»</p> <p>Өнім мыналарды қамтиды:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Пижамадан жасалған мақта ағартылған өрескел калік - 1 дана. 2. Обаға қарсы халат ағартылған мақта ірі калік - 1 дана 3. Клондіке (120 * 120 * 150), мақта сорғыш ағартылған өрескел каліко - 1 дана 4. Респиратор 5. Стерильденбеген тексеруге арналған қолғаптар - 2 жұп 6. Көзілдірік - 1 дана 7. Майлық алжапқышы - 1 дана 8. Шұлықтар - 1 жұп 9. Резеңке етік - 1 жұп <p>Өлшемі 48-56</p>

Срок поставки МТ

Директор



Оспанов Б.Ж.

Срок поставки – Срок поставки по заявке заказчика 5-7 дней с момента подписания договора (приложение №1 к договору) до 31 декабря 2021 года
Место поставки: город Талдықорған ул. Жансүгірова 1/15